

## INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO SANITARIO

Il **Test antigenico rapido** viene eseguito mediante l'esecuzione di un tampone nasale, mediante lo strumento fornito con il kit stesso.

Il prelievo del tampone rino-faringeo (nasale) è una procedura che consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa della rinofaringe (all'interno del naso) mediante un piccolo bastoncino di materiale sintetico in grado di trattenere molto materiale organico. Il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un'invasività minima, originando, al più, un leggero fastidio nel punto di contatto.

Il Test viene letto nel giro di 30 minuti.

In caso di positività, è necessario per la conferma della positività effettuare un **Tampone molecolare**.

In questo caso la procedura consiste nel prelievo delle cellule superficiali della mucosa della faringe posteriore (parte posteriore della bocca) e della rinofaringe (all'interno del naso); anche in questo caso il prelievo viene eseguito in pochi secondi ed ha un'invasività minima. Il tampone viene inviato al laboratorio di analisi per la ricerca dell'RNA virale.

Data \_\_\_\_\_

FIRMA PER PRESA VISIONE:

\_\_\_\_\_